


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hint1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49773

Numero articolo: CM0002528



### introduzione

HINT1 Rabbit mAb (P49773) è un anticorpo monoclonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva HINT1 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio del metabolismo nucleotidico e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HINT1 Rabbit mAb                                                                                           |
| Note/Alias          | HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1                                                                         |
| Specie              | Umana                                                                                                      |
| GeneID (umano)      | 3094                                                                                                       |
| GeneID              | 3094                                                                                                       |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HINT1 umano (P49773) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                   |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                          |
| SWISS               | P49773                                                                                                     |
| Peso proteico       | 14kDa                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                          |