


Anticorpo Policlonale Anti-Hint1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Numero articolo: CM0018774



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HINT1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Riconosce una proteina di 14kDa coinvolta nel metabolismo dei nucleotidi e nella regolazione trascrizionale. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HINT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HINT; NMN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3094
GeneID	3094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 di HINT1 umano (NP_005331.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49773
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio