


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hint1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Numero articolo: CM0012916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HINT1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'idrolisi dei nucleotidi metaboliti e della regolazione dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HINT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HINT; NMN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Specie	Umana
GeneID (umano)	3094
GeneID	3094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 di HINT1 umano (NP_005331.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49773
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio