

Anticorpo Policlonale Anti-Hip1 Per Wb E Elisa - O00291

Numero articolo: CM0029490



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting HIP1 umano, ideale per WB e ELISA. Rileva HIP1 umano e murino. Supporta la ricerca sull'endocitosi mediata dalla clatrina, la neurodegenerazione e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	HIP1 Coniglio pAb
Note/Alias	SHON, HIP-1, ILWEQ, SHONbeta, SHONGamma, HIP1
Specie	Umano
GeneID	3092
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-690 di HIP1 umano (NP_005329.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O00291
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio