

Anticorpo Policlonale Anti-Hip1R Per Wb, If/Icc, Elisa - 075146

Numero articolo: CM0016015



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting HIP1R (HIP12), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA su umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'endocitosi mediata dalla clatrina e del traffico dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIP1R Rabbit pAb
Note/Alias	HIP3; HIP12; ILWEQ; HIP1R
Specie	Umano
GeneID (umano)	9026
GeneID	9026
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-600 di HIP1R umano (NP_003950.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075146
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio