

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hipk2 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9H2X6

Numero articolo: CM0004489

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HIPK2 umano, validato per WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reagisce con esseri umani e topi. Il bersaglio è coinvolto nella trascrizione, nell'apoptosi e nella risposta al danno del DNA. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIPK2 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	PRO0593; hHIPK2; HIPK2
Specie	Umana
GenelD (Umana)	28996
GenelD	28996
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e 200 dell'HIPK2 umano (Q9H2X6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9H2X6
Peso proteico	101kDa/128kDa/131kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio