


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hippocalcin (Hpca) Per Wb, Elisa - P84074

Numero articolo: CM0002286



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'Hippocalcin umano (HPCA), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica e gli studi sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Hippocalcin (HPCA) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	BDR2; DYT2; Hippocalcin (HPCA)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3208
Gene ID	3208
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 dell'Hippocalcin umano (HPCA) (P84074)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P84074
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio