


## Anticorpo Monoclonale Anti-Hira Per Wb, Elisa - P54198

Numero articolo: CM0011821



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HIRA umano, validato per Western blot e ELISA. La proteina HIRA è un regolatore della cromatina coinvolto nell'assemblaggio della cromatina indipendente dalla replicazione e nell'invecchiamento cellulare. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | HIRA Coniglio mAb                                                                                                       |
| Note/Alias            | TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA                                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                                   |
| GeneID (Umano)        | 7290                                                                                                                    |
| GeneID                | 7290                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-675 di HIRA umana (P54198) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                   |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                   |
| SWISS                 | P54198                                                                                                                  |
| Peso Proteico         | 112kDa                                                                                                                  |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                      |