

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hirip3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw71

Numero articolo: CM0028934

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HIRIP3 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Chaperone istonico che facilita il deposito di H2A-H2B sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio HIRIP3
Note/Alias	HIRIP3
Specie	Umano
ID Gene	8479
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 417-556 di HIRIP3 umano (NP_003600.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BW71
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio