


Anticorpo Policlonale Anti-Hist1H3D Per Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0023055



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce HIST1H3D (H3.4/H3/g), validato per Western blot e ELISA. Reattività prevista con uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per studi di biologia della cromatina e modifiche degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIST1H3D Rabbit pAb
Note/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Istone H3; HIST1H3A; HIST1H3D
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8290/8350
ID gene	8290/8350
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-136 di HIST1H3D umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio