


Anticorpo Policlonale Anti-Recettore Dell'istamina H2 Per Wb Ed Elisa - P25021

Numero articolo: CM0016255



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore dell'istamina H2 umano (HRH2). Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla secrezione acida gastrica e sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HRH2 Rabbit pAb
Note/Alias	H2R; HH2R; HRH2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3274
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 dell'HRH2 umano (NP_001124527.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25021
Peso Molecolare Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio