

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Il Recettore H3 Dell'istamina (Hrh3) Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

Numero articolo: CM0004030



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore H3 dell'istamina umano (HRH3, GPCR97). Validato per WB, IP, ELISA. Reagisce con essere umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HRH3 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	HH3R; GPCR97; HRH3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	11255
GeneID	11255
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HRH3 umano (Q9Y5N1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5N1
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio