

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Recettore Dell'istamina H3 (Hrh3) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N1

Numero articolo: CM0019699



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il recettore dell'istamina H3 umano (HRH3), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e sui GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	HRH3 Rabbit pAb
Note/Alias	HH3R, GPCR97, HRH3
Specie	Umano
GeneID	11255
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di HRH3 umano (NP_009163.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5N1
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio