


## Anticorpo Policlonale Anti-Recettore H4 Dell'istamina (Hrh4) Per Wb Ed Elisa - Q9H3N8

Numero articolo: CM0016038



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore H4 dell'istamina umano (HRH4). Validato per Western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Progettato per lo studio della chemiotassi delle cellule immunitarie e della segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | HRH4 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | H4; H4R; BG26; HH4R; AXOR35; GPRv53; GPCR105; HRH4                                                                             |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| ID del gene (uomo)  | 59340                                                                                                                          |
| ID del gene         | 59340                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 194-304 dell'HRH4 umano (NP_067637.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q9H3N8                                                                                                                         |
| Peso della proteina | 44 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Ghiaccio refrigerante                                                                                                          |