

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Istidina Ammoniaca-Liasi (Hal) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42357

Numero articolo: CM0017754

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'istidina ammoniaca-liasi (HAL). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce trasversalmente con proteine umane, murine e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo dell'istidina e sulle varianti associate a malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HAL pAb di coniglio
Note/Alias	HIS; HSTD; HAL
Specie	Umana
GeneID (umano)	3034
GeneID	3034
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della HAL umana (NP_002099.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P42357
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante