

Anticorpo Policlonale Anti-Glicoproteina Ricca Di Istidina (Hrg) Per Wb, Elisa - P04196

Numero articolo: CM0026174

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la glicoproteina ricca di istidina (HRG) umana. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dei meccanismi di coagulazione, angiogenesi e clearance immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HRG Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HPRG; HRGP; THPH11; HRG
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3273
GeneID	3273
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-260 dell'HRG umano (NP_000403.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P04196
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio