


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Istone H1.0 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Numero articolo: CM0009965



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'istone H1.0 umano (P07305), validato per Western blot, IHC su paraffina ed ELISA; presenta reattività crociata con il topo e altre specie; 21 kDa; ideale per la ricerca sulla biologia della cromatina e sulla differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-istone H1.0
Note/alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; Istona H1.0
Specie	Uomo
GeneID (umano)	H1
GeneID	3005
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istone H1.0 umano (P07305).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, altre specie (ampio spettro previsto)
SWISS	P07305
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante