


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Istone H1.2 (Hist1H1C) - P16403

Numero articolo: CM0028253



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Istone H1.2 umano (HIST1H1C). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla condensazione della cromatina e studi epigenetici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	HIST1H1C Rabbit pAb
Note/Alias	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3006
GeneID	3006
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16403
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio