


Anticorpo Monoclonale Anti-Istoria H1.2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P16403

Numero articolo: CM0002359



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Istona H1.2 umana (P16403). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata ampia prevista. Adatto per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Istona H1.2 mAb di coniglio
Note/Alias	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; Histone H1.2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3006
GeneID	3006
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Istona H1.2 umana (P16403))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Altre (Ampia gamma prevista)
SWISS	P16403
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio