


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Istone H1.4 Per Wb Ed Elisa - P10412

Numero articolo: CM0019349



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'istone H1.4 umano, adatto per western blot ed ELISA, con reattività crociata verso campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia della cromatina e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-istone H1.4
Note/alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dj221C16.5; Istona H1.4
Specie	Umano
GeneID (umano)	3008
GeneID	3008
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istone H1.4 umano (NP_005312.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P10412
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante