


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Histone H2Afv Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q71Ui9

Numero articolo: CM0019487



introduzione

CamelBio offre anticorpo policlonale di coniglio anti-Histone H2AFV (H2A.Z-2) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la biologia della cromatina e la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Histone H2AFV Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; Histone H2AFV
Specie	Umano
GeneID (Umano)	94239
GeneID	94239
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-128 dell'istone H2AFV umana (NP_036544.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q71UI9
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio