


Anticorpo Monoclonale Anti-Histone H2Ax Per Ihc-P, Chip, Elisa - P16104

Numero articolo: CM0002729



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting Histone H2AX. Adatto per IHC-P, ChIP ed ELISA. Cross-reattivo con umano, topo, ratto e altri. Ideale per ricerche sui danni al DNA e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Histone H2AX Rabbit mAb
Note/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX
Specie	Umano
GeneID (umano)	H2A
GeneID	3014
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'istone H2AX umano (P16104).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P16104
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio