


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Istone H2Ax Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Numero articolo: CM0018439



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'istone H2AX (umano, topo, ratto), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto alla ricerca sulla risposta al danno del DNA e sulla biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Histone H2AX Rabbit pAb
Note/alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX
Specie	Umano
ID genico (umano)	H2A
ID genico	3014
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altro (ampio spettro previsto)
SWISS	P16104
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante