


Anticorpo Policlonale Anti-Histone H2B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62807 / Q16778

Numero articolo: CM0023630



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'istone H2B umana (P62807/Q16778) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto e ampia gamma prevista. Adatto per la ricerca sulla cromatina e sui nucleosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo pAb coniglio Istone H2B
Osservazioni/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Istone H2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 dell'istone H2B umana (NP_003519.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia gamma prevista)
SWISS	P62807/Q16778
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio