


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Histone H2B Per Wb - P62807 / Q16778

Numero articolo: CM0005361



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'istone H2B umano, validato per WB, IHC-P, ChIP, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Histone H2B Rabbit mAb
Note / Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formil-Histone H2B-K108
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3017/8349
GeneID	3017/8349
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 dell'istone H2B umano (NP_003519.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62807/Q16778
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio