


Anti-Histone H2B Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P62807 / Q16778

Numero articolo: CM0020713



introduzione

Anti-Histone H2B anticorpo policlonale coniglio validato per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce umano, topo, ratto e altre specie con prevista ampia cross-reattività. Ideale per la ricerca sulla cromatina, sui nucleosomi e sulle PTM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Histone H2B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	H2B, H2BE, H2BQ, GL105, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2B-GL105, HIST2H2BE, Histone H2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	H2B
GeneID	3017, 8349
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 1-100 dell'istone H2B umano, NP_003519.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Intervallo Previsto)
SWISS	P62807 / Q16778
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio