


Anticorpo Monoclonale Anti-Istone H2B (Specifico Del Testicolo) Per Wb, Ip, Ihc - Q96A08

Numero articolo: CM0006770



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'istone H2B umano specifico del testicolo di tipo 1-A (H2BC1/TSH2B), validato per WB, IP, IF, IHC ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini, di ratto e con un'ampia gamma di specie previste. Ideale per studi sulla cromatina e sulla spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-istone H2B (specifico del testicolo)
Note/alias	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3
Specie	Umana
GeneID (umano)	255626
GeneID	255626
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'istone H2B umano (specifico del testicolo) (NP_733759.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto, altre specie (ampia gamma prevista)
SWISS	Q96A08
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante