


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Histone H3 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0023484



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Histone H3 (H3.1t/H3.4), convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto e altre specie. Adatto per la ricerca sulla cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Histone H3 Rabbit pAb
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histone H3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	H3
ID Gene	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-136 dell'HIST3H3 umano (NP_003484.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio