

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Istona H3.3 Per Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

Numero articolo: CM0004860

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Istona H3.3 di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA, CHIP e ChIP-seq. Adatto per uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Istona H3.3 Rabbit mAb
Note/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	H3
GeneID	3020
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 57-136 della Istona H3.3 umana (P84243)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA, CHIP, ChIP-seq
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (prevista su ampia gamma)
SWISS	P84243
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio