


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Histone H3.3 Per Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0018497



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Histone H3.3 (H3F3A/B),validato per WB e ELISA, con ampia reattività crociata prevista tra umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca sulla cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Histone H3.3 Rabbit pAb
Note/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
Gene ID	8290/8350
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-136 dell'H3F3A umano (NP_002098.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio