


Anticorpo Policlonale Anti-Istona H4 Per Wb, Elisa - P62805

Numero articolo: CM0016504



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Istona H4 (P62805). Validato per WB e ELISA con ampia reattività crociata (umano, topo, ratto). Strumento essenziale per studi di biologia della cromatina e epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Istona H4 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histone H4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istona H4 umana (NP_003529.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	P62805
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco