


Anticorpo Policlonale Anti-Histone H4 Per Wb - P62805

Numero articolo: CM0018964



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Histone H4 preciso per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva uomo, topo, ratto e un'ampia gamma di specie. Fondamentale per la ricerca su nucleosomi e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Histone H4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histone H4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istone H4 umano (NP_003529.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Ampia gamma prevista)
SWISS	P62805
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio