


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Histone H4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62805

Numero articolo: CM0002868



introduzione

CamelBio offre Anti-Histone H4 Rabbit mAb di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva l'istone H4 umano, di topo e di ratto (P62805) con ampia reattività crociata. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Histone H4 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Histone H4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	121504
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-103 dell'istone H4 umano (P62805).)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto, Altre (Ampia gamma prevista)
SWISS	P62805
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio