


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hjurp Per Wb E Elisa - Q8Ncd3

Numero articolo: CM0022804



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HJURP per campioni umani, validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Fondamentale per la ricerca sulla biologia dei centromeri e della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HJURP Rabbit pAb                                                                                                             |
| Annotazioni/Alias   | FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP                                                                                                  |
| Specie              | Umana                                                                                                                        |
| GeneID (Uomo)       | 55355                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di HJURP umana (NP_060880.3). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS               | Q8NCD3                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 84kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                            |