

Anticorpo Policlonale Anti-Hk1 Per Wb, Elisa - P19367

Numero articolo: CM0016757



introduzione

Anticorpo policlonale anti-HK1 (pAb) per uso umano, nei topi e nei ratti. Validato per WB ed ELISA. Reagisce con l'esochinasi-1, un enzima centrale della glicolisi e recettore dell'immunità innata. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb HK1 di coniglio
Note/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; esochinasi; HK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3098
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 della HK1 umana (NP_000179.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P19367
Peso della proteina	102 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante