


Anticorpo Policlonale Anti-Hk3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P52790

Numero articolo: CM0026389



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Esocinasi-3 umana (HK3), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva HK3 in campioni umani, di topo e di ratto, con una banda prevista a 99 kDa. Ideale per studi sulla glicolisi e sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HK3 Rabbit pAb
Note/Alias	HXK3, HKIII, HK3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di HK3 umana (NP_002106.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P52790
Peso Molecolare Proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio