

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hkdc1 Per Wb Ed Elisa - Q2Tb90

Numero articolo: CM0021288

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HKDC1 validato per Western blot ed ELISA. Rileva HKDC1 umano, un'esochinasi coinvolta nell'omeostasi del glucosio e nell'accumulo lipidico epatico. Ideale per studi sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HKDC1 Rabbit pAb
Note/Alias	RP92; HKDC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	80201
GeneID	80201
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q2TB90
Peso della proteina	103 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante