

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hla-B Per Wb - P01889

Numero articolo: CM0028365



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti HLA-B umano, validato per Western blot. Bersaglia una molecola del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I coinvolta nella presentazione antigenica ai linfociti T CD8+ e nella sorveglianza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MITD Rabbit pAb
Note/Alias	HLA-B
Specie	Uomo
Gene ID	3106
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 263-362 di HLA-B umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P01889
Peso proteico	40KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio