

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hla B7 Per Wb, If/Icc, Elisa - P01889

Numero articolo: CM0006269



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro l'HLA B7 umano, validato per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Ideale per studi sulla risposta immunitaria e sul MHC I. SWISS: P01889.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | mAb di coniglio anti-HLA B7                                                                                                              |
| Note/Alias            | AS; HLAB; B-4901; HLA B7                                                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                                    |
| GeneID                | 3106                                                                                                                                     |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'HLA B7 umano (NP_005505.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                    |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                    |
| SWISS                 | P01889                                                                                                                                   |
| Peso Proteico         | 40kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                       |