


Anticorpoiale Policlonale Anti-Hla Classe 1 Abc Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04439 / P01889 / P10321

Numero articolo: CM0027809



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a HLA-A, HLA-B e HLA-C umani. Adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HLA Classe 1 ABC pAb Coniglio
Note/Alias	AS; HLAB; B-4901
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3106
GeneID	3105/3106/3107
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HLA-A+HLA-B+HLA-C umano (NP_001229687.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04439/P01889/P10321
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio