

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hla-Dmb Per Wb, Elisa - P28068

Numero articolo: CM0003917



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HLA-DMB umano (catena beta dell'antigene DM di classe MHC II). Validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Peso molecolare 29 kDa. Ideale per la ricerca in immunologia e presentazione antigenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HLA-DMB Rabbit mAb
Note/Alias	RING7; D6S221E; HLA-DMB
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3109
ID gene	3109
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'HLA-DMB umano (P28068).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P28068
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio