

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hla-Dpb1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04440

Numero articolo: CM0011604



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HLA-DPB1 umano. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva una banda di 29 kDa. Ideale per la ricerca sulla presentazione dell'antigene di classe II del MHC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-HLA-DPB1
Note/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3115
GeneID	3115
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'HLA-DPB1 umano (NP_002112.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04440
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio