

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hla-Dpb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04440

Numero articolo: CM0021471



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro HLA-DPB1 (catena beta MHC classe II) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Peso molecolare previsto 29 kDa. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HLA-DPB1 Rabbit pAb
Note/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3115
GeneID	3115
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 40-100 di HLA-DPB1 umano (NP_002112.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04440
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio