

Anticorpo Monoclonale Anti-Hla-Dqa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Numero articolo: CM0002322

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro HLA-DQA1 umano (catena alfa DQ di classe II del MHC). Validato per WB, IHC-P, ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca di immunologia e presentazione degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HLA-DQA1 Rabbit mAb
Note/Alias	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3117
GeneID	3117
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 155-254 di HLA-DQA1 umano (P01909)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01909
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio