

Anticorpo Policlonale Anti-Hla-Dqb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01920

Numero articolo: CM0021248



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HLA-DQB1 per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Targetizza la catena beta 1 HLA di classe II DQ umana (MHC II); ideale per la ricerca immunologica e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HLA-DQB1 Rabbit pAb
Note/Alias	IDDM1; CELIAC1; HLA-DQB; HLA-DQB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3119
GeneID	3119
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-127 della HLA-DQB1 umana (NP_002114.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01920
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante