

Anticorpo Monoclonale Anti-Hla-Dr Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01903

Numero articolo: CM0006108



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la catena alfa di HLA-DR (P01903). Validato per WB, IF, IHC-P ed ELISA su campioni umani; ideale per studiare la presentazione dell'antigene, le risposte delle cellule T e la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PolymAb® HLA-DR di Coniglio
Note/Alias	HLA-DRA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di HLA-DRA umano (P01903)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio