

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hla-Dr Per Wb, If/Icc, Elisa - P01903

Numero articolo: CM0008417



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro HLA-DRA umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Targetizza la catena alfa dell'antigene DR MHC di classe II, 29 kDa, adatto per la ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HLA-DR Rabbit mAb
Note/alias	HLA-DRA1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	3122
ID del gene	3122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-126 di HLA-DRA umano (NP_061984.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P01903
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante