

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hla-Dra Per Wb, Elisa - P01903

Numero articolo: CM0018613



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HLA-DRA (P01903) per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della presentazione dell'antigene MHC di classe II e della biologia delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HLA-DRA pAb di coniglio
Note/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Specie	Uomo
GeneID	3122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-216 di HLA-DRA umano (NP_061984.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P01903
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio