

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hla-Dra Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Numero articolo: CM0016137



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HLA-DRA, validato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Adatto per la ricerca in immunologia e presentazione dell'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HLA-DRA Rabbit pAb
Note/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Specie	Umano
GeneID (umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-216 di HLA-DRA umano (NP_061984.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio