

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hla-Drb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01911

Numero articolo: CM0003611



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato all'HLA-DRB1 umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio della presentazione degli antigeni MHC di classe II, delle risposte immunitarie e della biologia dei trapianti. - P01911.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HLA-DRB1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3123
GeneID	3123
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'HLA-DRB1 umano (P01911).)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01911
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio